

# medisun® Psori comb

## QUANG TRỊ LIỆU HIỆU QUẢ CHO VÙNG DA ĐẦU VÀ VÙNG DA NHỎ HẸP

Lược medisun® Psori giúp điều trị chính xác tại các vùng da nhỏ hẹp, ví dụ: trên bàn tay, khuỷu tay, các hốc đầu gối, v.v ...Răng lược được sử dụng như một miếng đệm và có thể được tháo ra nếu cần thiết.

Bảng liều lượng - thời gian kèm theo cho phép liều lượng chiếu mỗi giây. Có phích cắm chống sốc bên ngoài hỗ trợ cho một mô-đun đèn gọn nhẹ và dễ quản lý để điều trị vùng da đầu.

### Phụ kiện mở rộng bao gồm

medisun® Psori comb được vận chuyển, đóng gói trong hộp gấn đệm mềm bảo vệ cùng hướng dẫn sử dụng chi tiết, kính chống tia UV và đồng hồ đếm ngược.



Hộp đựng thiết bị gấn đệm thuận tiện trong quá trình vận chuyển.

### LOẠI ĐÈN

| Phạm vi UV         | Đèn UV | Mã hàng |
|--------------------|--------|---------|
| UVA                | 1x9W   | 3810    |
| UVB                | 1x9W   | 3756    |
| UVB <sub>311</sub> | 1x9W   | 3757    |



Video sản phẩm  
dưới đây  
[www.medisun.de](http://www.medisun.de)

